

Aplikace HBT

Struktura:

1. Definice pojmů
2. Postupy
 - 2.1. Přihlášení
 - 2.2. Nalezení polohy lůžka
 - 2.3. Zkontrolování obsazenosti pokoje

1. Definice pojmů

- ID - identifikační číslo lůžka (například L00085)
- Označení místnosti
 - identifikační řetězec čísel a písmen, pomocí kterého lze jednoznačně najít/určit konkrétní místnost
- Dlaždice - vizuální seskupení informací pomocí pozadí

The screenshot displays the user interface of the HBT application. At the top left, the ID 'L00085' is shown. Below it, a blue box labeled 'Obsazenost:' contains a bed icon and the word 'obsazené'. To the right, a light blue box contains details: 'Oddělení: Rehabilitace', 'Pokoj: R5050', 'Budova: R3', and 'Poschodi: 2'. Next to these details is a grid titled 'Obsazenost pokoje' with 6 colored squares (3 red, 3 green). A red arrow labeled 'Dlaždice' points to this grid. At the bottom, there are three light blue boxes: 'Typ lůžka:', 'Poslední mytí: 01.04.2024', and a trash can icon.


Obsazenost pokoje	
Red	Green
Red	Grey
Red	Grey
Green	

2. Postupy

2.1. Přihlášení

Postup:

1. Zadejte své přihlašovací jméno do políčka označené “Přihlašovací jméno:”
2. Zadejte své heslo do políčka označené “Heslo:”
3. Stiskněte tlačítko “potvrdit”




The screenshot shows a web application interface for a medical system. At the top left is a blue logo consisting of four interlocking squares. At the top right, there is a light blue rounded rectangle containing the text "jméno uživatele" and a blue circular profile picture placeholder. On the left side, there is a vertical sidebar with a light blue background, containing four menu items: "Lůžka", "Správa lůžek", "Správa senzorů", and "Správa uživatelů". The main content area has a light green background and features a white rounded rectangle in the center. Inside this rectangle, the title "Přihlášení" is displayed in bold. Below the title, there are two input fields. The first is labeled "Přihlašovací jméno:" and contains the placeholder text "Sem zadejte přihlašovací jméno...". The second is labeled "Heslo:" and contains the placeholder text "Sem zadejte své přihlašovací heslo...". Below these fields is a blue button with the white text "Potvrdit".

2.2. Nalezení polohy lůžka

Postup:

1. Zjistěte si **ID lůžka**, které chcete nalézt (ID je identifikační označení lůžka)
 - Jelikož hledáte konkrétní lůžko, není možné ho identifikovat jinak než pomocí jeho ID
2. Najděte ID lůžka v tabulce
 - Pro rychlejší hledání se doporučuje použít **vyhledávání** (nachází se nad tabulkou a má modré pozadí a na jeho pravé části se nachází obrázek lupy).
3. Poloha lůžka se nachází ve druhém a třetím sloupci
 - Pokud chcete více informací pokračujte v postupu
4. Pro více informací o lůžku stiskněte tlačítko “info”



5. Po stisku tlačítka “info” vidíte podrobněji popsané lůžko s více informacemi včetně detailněji popsané polohy



2.3. Zkontrolování obsazenosti pokoje

Postup:

1. Zjistěte si **označení místnosti**, kterou chcete najít
2. Přejděte do oddělení “**Správa lůžek**” nacházející se v levém menu.
3. Klikněte na kategorii “**Lůžka na odděleních**”



4. Vyhledejte místnost pomocí “Označení místnosti”



5. Obsazenost místnosti se nachází ve **třetím sloupci**, pokud chcete **více informací** o místnosti klikněte na tlačítko “**info**”

6. V dlaždici “Obsazenost lůžek v pokoji” můžete vidět 3 stavy obsazenosti lůžka znázorněné barvou:
- a. Červená - lůžko je obsazeno
 - b. Zelená - lůžko je volné
 - c. Šedá - lůžko je mimo místnost
- Pro více informací o konkrétním lůžku klikněte na tlačítko info

